

PHYTODÉCAP

Nettoyant décapant liquide

**Détergent, décapant puissant
pour nettoyage du matériel
de pulvérisation
phytosanitaire.**

PHYTODÉCAP

Nettoyant décapant pour le matériel phytosanitaire

Propriétés

- ❑ Nettoyant puissant non moussant pour les nettoyages difficiles du matériel de pulvérisation.
- ❑ Dégraisse les dépôts des adjuvants gras, tant minéraux que végétaux.
- ❑ Décape en profondeur les plâtras et dépôts laissés par les désherbants micro suspensions.
- ❑ Garanti sans ammoniacque.

Mode d'emploi

- ❑ Dilution à 20% soit 1 volume de Phytodécap dans 4 volumes d'eau ou pur selon l'encrassement.
- ❑ Laisser agir 15 mn environ.
- ❑ Brosser les dépôts.
- ❑ Rincer à l'eau claire.

Précautions d'emploi

- ❑ Le port de gants et de masque est conseillé.
- ❑ En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.
- ❑ Irritant pour les voies respiratoires et la peau.
- ❑ Ne pas jeter les résidus de phytosanitaires à l'égout mais les épandre selon les procédures habituelles.
- ❑ Les bouillies de produits ne doivent pas être répandues sur les plantes à conserver.

Caractéristiques techniques

- ❑ Complexe basique solvanté d'agents séquestrants et mouillants et de tensio-actifs.
- ❑ Densité : 0,98
- ❑ pH pur : 12,5
- ❑ Biodégradabilité supérieure à 90%.
- ❑ Classement : H226 - H315 - H318
- ❑ Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.

