



PHYTODÉCAP

Bidon 5 L



Nettoyant décapant liquide.

**Détergent, décapant puissant
pour nettoyage du matériel de
pulvérisation phtyosanitaire.**

La Société des Produits de France

B.P. 3243 - 03106 MONTLUCON Cedex
Tél. 04 70 28 80 88 - Fax 04 70 28 54 37
USINE & SIEGE SOCIAL : Route de Paris
- SAINT VICTOR (Allier)



PHYTODÉCAP

Nettoyant décapant pour le matériel phytosanitaire.

<u>Propriétés</u>	<u>Mode d'emploi</u>
<p>Nettoyant puissant non moussant pour les nettoyages difficiles du matériel de pulvérisation.</p> <p>Dégraisse les dépôts des adjuvants gras, tant minéraux que végétaux.</p> <p>Décape en profondeur les plâtras et dépôts laissés par les désherbants micro suspensions.</p> <p>Garanti sans ammoniacque.</p>	<p>Dilution à 20% soit 1 volume de Phytodécap dans 4 volumes d'eau ou pur selon l'encrassement.</p> <p>Laisser agir 15 mn environ.</p> <p>Brosser les dépôts.</p> <p>Rincer à l'eau claire.</p>

<u>Précautions d'emploi</u>	<u>Caractéristiques techniques</u>
<p>Le port de gants et de masque est conseillé.</p> <p>En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment.</p> <p>Irritant pour les voies respiratoires et la peau.</p> <p>Ne pas jeter les résidus de phytosanitaires à l'égout mais les épandre selon les procédures habituelles.</p> <p>Les bouillies de produits ne doivent pas être répandues sur les plantes à conserver.</p> <p>Fiche de données de sécurité disponible sur : www.produits-de-france.fr ou sur simple demande.</p>	<p>Complexe basique solvanté d'agents séquestrants et mouillants et de tensio-actifs.</p> <p>Densité : 0,98.</p> <p>pH pur : 12,5.</p> <p>Biodégradabilité supérieure à 90%.</p> <p>Classement : H226 - H315 – H318.</p>

